

CHROMOPHARE E 550


operační svítidlo




CHROMOPHARE E 550 používá unikátní jednodílný polygonový reflektor, který vytváří jasné, rovnoměrné světlo.

Halogenové žárovky BRITe produkují daleko méně tepla než běžné halogenové žárovky. Velká manévrovatelnost, snadné používání, velké množství možností variant a schopnost kombinace s plochými panelovými displeji a dalším vybavením, to vše nabízí optimální podmínky pro každý operační tým.


Běžné konfigurace




E 550 (minor)



E 550



E 550 / 550



monitor / E 550

Výhody

- Účinnost a cenová efektivita halogenových žárovek BRITe
- Stálé světlo v celém světelném poli
- Optika umožňuje dvojitou hloubkové prostoupení a dokonalé ovládání stínů
- Vysoce konfigurovatelné

Technická data

průměr hlavice	58 cm
světelná intenzita	70-130.000 lx
barevná teplota	4.500 °K
typ žárovky	150 W BRITe halogen
hloubka pole	117,5 cm
průměr pole	15,8 - 26,5 cm
zobrazovací index barev	94
životnost žárovky	min. 1.000 hodin
napětí	240 V (AC)
certifikace	CE

