

Výrobce:



Dovozce a prodejce:



OPERON D 850

operační stůl



BERCHTOLD představuje nový mobilní, univerzální operační stůl, vhodný pro všechny specializace. Vyznačuje se výjimečným výkonem, spolehlivou a snadnou manipulací a je perfektním řešením pro moderní operační sál.

Velké rozpětí nastavení výšky

Velké rozpětí nastavení výšky, od 56,3 do 117,9 cm, umožňuje pracovní podmínky pro veškerou obsluhu.

Nosnost

Robustní design zajišťuje plnou pohodlnost a stabilitu až do hmotnosti pacienta 450 kg.

Flexibilní deska operačního stolu.

Zádovou část je možno naklonit až do 90° a nožní o 30° nahoru a o 105° dolů.

Polstr, vyrobený z uhlíkových vláken, minimalizuje vystavování jak pacientů, tak i personálu rentgenovému záření, přičemž poskytuje optimální obrazové podmínky.

Podélný pohyb

Podélná skluznice je dlouhá 43,2 cm a umožňuje pohybovat pacientem v podélném směru.

OPERON D 850 má v předvolbě 2 rychlosti, které závisí na síle stisku tlačítka na ručním dálkovém ovládní.



1.179 mm maximální výška



578 mm minimální výška



20° boční náklon
vlevo
vpravo



30° Trendelenburg



31° opačný Trendelenburg



Křeslo



45° sklopená zadní část



90° naklopná zádová část



105° sklopená nožní část



225° ohyb



Technické parametry:

Pracovní výška stolu	od 578 do 1.179 mm +/- 5 mm
Trendelenburg	30°
Opačný Trendelenburg	31°
Zádová část	45°pod / 90°nad horizont
Nožní část	105°pod / 30°nad horizont
Ohyb	225°
Křeslo	záda (90° nad horizont)
Trendelenburg	(30°), nožní část (105°pod horizont)
Postranní náklon	20°
Zdvih ledvinové části	do 75 mm zdvihu
Hlavová část	45°nad a 90°pod horizont
Podélný posun	420 mm
Délka vrchní desky stolu	2.100 mm
Šířka stolu	535/585 mm s postranními lištami
Zobrazovací pole	464 mm
Maximální hmotnost pacienta	450 kg