

# AIM-100™

## vyšetřovací a operační svítidlo

AIM-100™ je v oblasti profesionální zdravotní péči nejlepším svítidlem ve své kategorii. Je ideální pro malou chirurgii a vyšetření. Poskytuje nejlepší pracovní prostředí k pohodlným, bezpečným a účinným výkonům. Je vysoce flexibilní, zůstává ve zvolené pozici a poskytuje jedinečnou reprodukci přirozeného denního světla.



- Vhodné pro úrazová centra, ambulance, plastické chirurgie, dermatologie, ambulantní chirurgická centra, jednotky intenzivní péče, oftalmologie a kliniky.
- Malý průměr hlavy svítidla: 510 mm. Volný prostor pro další vybavení.
- Délka ramene od hlavy 1520 mm
- Vhodné do prostor kde jiná OP světla jsou příliš velká.
- Hlava tvarovaná do písmene Y umožňuje pracovat velmi blízko u světla bez rušení světelného toku.
- Poskytuje velmi vysoký stupeň osvětlení (63.000 lx / 100 cm; 160.000 lx / 61 cm)
- Příkon světelného zdroje 3x35 W / 3x12 V (3 žárovky)
- Životnost žárovky je 2000 hodin.
- Hladký průběh fokusace pomocí sterilizovatelné rukojeti, velikost pole 25 - 31 mm.
- Velké zorné pole, více jak 305 mm.
- Neutrální barevná teplota 3.700°K.
- Nejlepší barevná reprodukce na trhu.  $R_a$ : 97,  $R_g$ : 95
- Snadná manipulace.
- Bezdriftový systém zastavování - svítidlo zůstane v potřebné pozici.
- Nepřetržitá rotace kolem vertikální osy (360°).
- Záruka 5 let!

