

Výrobce:



Dovozce a prodejce:



GLEAMER[®]

vyšetřovací a operační svítidlo


Pokud opravdu hledáte víceúčelové svítidlo pro náročné úkony, potom Vaším řešením je halogenové vyšetřovací svítidlo Gleamer.

Svítidlo Gleamer bylo vyvinuto tak, aby splňovalo specifické požadavky pro zdravotnictví. Nabízí vysokou intenzitu osvětlení (45.000 lx), studené světlo, kompaktní design, odolný "husí krk" a možnost prodloužení extenčním ramenem o 41 cm.

Se svítidlem je zajištěna maximální flexibilita a mimořádná spolehlivost, komfort a provedení bez kompromisu.

Svítidlo Gleamer je vyráběno v těchto provedeních:

- 1) pojízdné stojanové
- 2) stolní
- 3) nástěnné



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Svítivost (46 cm)	45.000 lx
Barevná teplota	3.700°K
Světelný zdroj	halogenová žárovka 35 W
životnost	4.000 hodin
(snadná výměna bez použití náradí)	
Teplota světla	studené světlo (může být používáno dlouhodobě bez nebezpečí pro terapeuta a pacienta)
Stojanová základna je opatřena kolečky	
Záruka	5 let