

Výrobce:

LUXIT

Dovozce a prodejce:

HOSPITAL
ENGINEERING CZ

HOSPITAL ENGINEERING CZ

Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Lupa s osvětlením LFM-1/A a LFM-4/A



- Lampa se zářivkou a zvětšovacím sklem s bikonvexní skleněnou čočkou 3 dioptrie.
- Tlakově litá hliníková hlava.
- Pružinově stavitelné ocelové rameno a stolní svěrka.
- Možno přiojednat čočky 4 a 8 dioptrií.
- Verze LFM-4/A s krátkým ramenem a speciální základnou.