

Výrobce:

**LUXIT**

Dovozce a prodejce:

HOSPITAL  
ENGINEERING CZ

**HOSPITAL ENGINEERING CZ**

Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

## Lupa s osvětlením LM-4 a LM-2



Lupa s vlastním osvětlením LM-4 má ramena dlouhá 45 cm, jejich vyložení je tedy 90 cm. U modelu LM-2 se stolní základnou jsou ramena dlouhá 35 a 45 cm (vyložení 80 cm). Hlava je vyrobena z materiálu, který je vysoce odolný vůči chemikáliím. Kruhová čočka má 3 dioptrie a průměr 10 cm. Doporučená žárovka je 40W, se závitem E-14.