

Výrobce:

LUXIT

Dovozce a prodejce:

HOSPITAL
ENGINEERING CZ

HOSPITAL ENGINEERING CZ

Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Vista / Domo Vista

svítidlo se zvětšovacím sklem



Vista je vyšetřovací svítidlo s lupou.

Je vhodná pro použití jak v lékařství, tak pro průmyslové účely. Její čočka je skleněná, obdélníkového tvaru s optickou mohutností 3 dioptrie a rozměry 60 x 100 mm. Zvětšuje 1,75x. Z horní strany má posuvný kryt, sloužící k ochraně čočky.

Světelný zdroj.

Vista je vybavena zářivkou s příkonem 9 W.

Napájecí napětí je 230 / 240 V.

Splňuje evropskou bezpečnostní normu EN 60601-1.



Provedení:

Vista - stolní na svěrku

Domo Vista - stolní se základnou

Variantou může být Vista na pojízdném stojanu.

Barva je bílá nebo černá.

