

# CareLite

## svítidlo nad lůžko



pohled shora

Hliníkový reflektor podává jasné světlo, jehož zdroj je chráněn rozptylovacím krytem.

CareLite je vyráběno ve třech variantách:

- žárovka 60W

- zářivka 18W

- zářivka 18W /dvě intenzity světla/

Svítidlo může být připevněno na zeď nebo na strop pomocí úchytů a závěsu.

Rameno s krytým pružinovým systémem umožňuje nastavit svítidlo tak, aby světlo nerušilo ostatní pacienty.

CareLite - svítidlo nad lůžko pacienta - je vyrobeno za použití nových technologií, s velmi dobrými světelnými, estetickými, ergonomickými, ale také s hygienickými a bezpečnostními vlastnostmi. S přispěním těchto prvků se stává svítidlem jedinečným, zaručující spolehlivost při plném provozu nejen pro obsluhující personál, ale především pro pacienty.



Svítidlo CareLite se snadno obsluhuje pomocí ergonomického držadla umístěného přímo na hlavici svítidla, kde je také hlavní vypínač a přepínač intenzity osvětlení pro denní a noční režim.



### Technické parametry:

Světelný zdroj	zářivka 18 W (žárovka 60 W)
Napětí	230 / 240 V, 50 / 60 Hz
Intenzita osvětlení: zářivka	1200 lx (žárovka 720 lx)
Index podání barev Ra	85
Hlavice	ABS
Reflektor	hliníkový
Rameno	kryté, pružinové
Délka ramene + hlava	105 / 115 cm + 25 cm
Polohování	držadlo na hlavici
Možnost umístění:	zeď, lůžková rampa, noční
Možnost umístění:	zeď, lůžková rampa, noční
	stolek, stropní závěs
Barevné provedení	světle šedá - bílá
Hmotnost	2 kg