

PATIENT LITE

světelná rampa



Lůžková rampa s moderním designem a ergonomickým tvarem splňuje požadavky na intenzitu osvětlení, na údržbu a hygienické požadavky. Stavebnicový systém umožňuje širokou nabídku sestavy rampy. Proto je tato rampa velice vhodná pro nemocniční použití. Čtecí lampa nabízí pro pacienta příjemné a neoslňující světlo. Rampa se vyrábí ve dvou délkách 940 a 1240 mm. Je osazena dvěma zářivkami svítícími nahoru (2x 39W nebo 2x 54W) a jednou zářivkou svítící dolů (1x 21W nebo 1x 28W) na čtení. Ovládání svítidla může být buď samostatným vypínačem nebo pomocí tahací šňůrky.

Na zvláštní objednávání je elektrická dvojjásuvka 230V, poziční svítidlo 5W a stmívací regulační prvek.

Technické parametry:

	Rampa 940 mm	Rampa 1240 mm
Vstupní napětí	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Světelný zdroj - zářivka	2x 39W	2x 54W
	1x 21W	1x 28W
- žárovka	1x 5W	1x 5W
Celkový příkon	104W	141W
Intenzita osvětlení	1.000 lx	1.400 lx
Rozměry	940 x 265 x 70 mm	1240 x 265 x 70 mm
Hmotnost	6 kg	7,6 kg
Ovládání svítidla	na svítidle: čtecí a poziční, na stěně: propojením nepřímé osvětlení	



Jednoduchá montáž svítidla, spočívající v přimontování lišty na zeď pomocí dvou šroubků a speciálního úchytu, nasazení světelného tělesa, připevnění vodičů a následného nasazení plastového krytu. Svítidlo se velmi snadno udržuje.