

Výrobce:

**MEDICAL
ILLUMINATION**
INTERNATIONAL
WHERE ILLUMINATION IS DEFINED

Dovozce a prodejce:

HOSPITAL ENGINEERING CZ
ENGINEERING CZ Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Centry

... halogenové vyšetřovací a diagnostické svítidlo s vyjímečným designem



Technické parametry

Intenzita v 61 cm	43.000 lx
Barevná teplota	4.300 °K
Světelný zdroj	75 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	2.000 hodin
Velikost pole v 60 cm	prům. 15 cm
Reflektor	prům. 12,7 cm dichroický
Filtr	zrcadlo / skleněný I/R filtr
Sterilizovatelná rukojeť	na vyžádání
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	540°
Rozměry světelné hlavy	prům. 15,8 cm x výška 16,5 cm
<u>Délka ramen:</u>	
Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm
Stojanové svítidlo	98 cm
Pohyb vertikálního ramene	+/- 40°
Výška stojanového svítidla	189 cm
<u>Hmotnosti svítidel:</u>	
Nástěnné	8,9 kg
Stojanové	26,5 kg
Stropní 1-ramenné	14,3 kg
Stropní 2-ramenné	22,6 kg
<u>Modely:</u>	
nástěnné	021342
stojanové	021343
stropní 1-ram. ...	021344
stropní 2-ram. ...	021345

Všechna uvedená stropní svítidla lze kombinovat se svítidly Centurion a Centura a lze je montovat na pojezdový stropní systém Chuttle Trak (viz. samostatný list)



021343



021344



021342



021345