

Výrobce:

**MEDICAL  
ILLUMINATION**  
INTERNATIONAL  
WHERE ILLUMINATION IS DEFINED

Dovozce a prodejce:

**HOSPITAL ENGINEERING CZ**  
ENGINEERING CZ Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

# Centura Fiber Optik

... bodová lampa s generátorem světla pro optický kabel  
/ Storz, Olympus, Wolf a ACMI /

Všestranně využitelné, příjemné svítidlo Centura je jediné zdravotnické bodové svítidlo na trhu s možností využití světelného zdroje pro optická vlákna se čtyřmi pozicemi pro nejpoužívanější konektory - Storz, Olympus, Wolf a ACMI.

Centura je model s vysokou intenzitou světla a s možností fokusace. Ve vzdálenosti 914 mm je velikost bodu kontinuálně nastavitelná od prům. 76 mm do prům. 406 mm. Všechny modely jsou standardně vybaveny sterilizovatelnou rukojetí.

## Technické parametry

Intenzita	21.500 lx / 914 mm
Barevná teplota	3.500 °K
Světelný zdroj - přední	150 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	500 hodin
Velikost pole v 914 mm	prům. 76 - 406 mm
Reflektor	prům. 5 cm, dichroický
Filtr	zrcadlo / skleněný I/R filtr
Rukojeť	sterilizovatelná
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	540°
Rozměry světelné hlavy	prům. 127 mm x 332 mm
<u>Délka ramen:</u>	
Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm
Stojanové svítidlo	98 cm
Vertikální pohyb ramene	+/- 40°
Výška stojanového svítidla	189 cm




022942




022944



022943



022945



Chuttle Trak - stropní pojezdový systém



## Provedení:

F.O.

nástěnné .....	022942
stojanové .....	022943
stropní 1-ram. ....	022944
stropní 2-ram. ....	022945

## Kombinovaná svítidla:

stropní Centura / Centura F.O.	023045
stropní Centura / Centurion	028545
stropní Centura F.O. / Centurion	029545

F.O. = /fiber optik/ se světelným zdrojem pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojezdový stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)