

Výrobce:

**MEDICAL  
ILLUMINATION**  
INTERNATIONAL  
WHERE ILLUMINATION IS DEFINED

Dovozce a prodejce:

**HOSPITAL ENGINEERING CZ**  
ENGINEERING CZ Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

# Centurion Standard

*... svítidlo pro chirurgii*

Centurion je revoluční chirurgické svítidlo střední třídy, které nabízí provedení a základní charakteristiky jako drahá chirurgická svítidla. Centurion v sobě zahrnuje vysokou účinnost, jedinečný design reflektoru, optimální redukci stínu a speciální ramenní systém.

## Technické parametry

Intenzita	43.000 lx / 914 mm
Barevná teplota	4.000 °K
Světelný zdroj	90 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	2.000 hodin
Velikost pole v 910 mm	prům. 150 mm
Reflektor /elipsový/	prům. 380 mm, hliník
Filtr	skleněný I/R filtr
Rukojeť	sterilizovatelná
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	540°
Rozměry světelné hlavy	prům. 400 x výška 254 mm
<u>Délka ramen:</u>	
Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm
Stojanové svítidlo	98 cm
Vertikální pohyb ramene	+/- 40°
Výška stojanového svítidla	189 cm



## Provedení:

nástěnné .....	021542
stojanové .....	021543
stropní 1-ram. ....	021544
stropní 2-ram. ....	021545

## Kombinace svítidel:

stropní Centurion / Centry  
stropní Centurion / Centura  
stropní Centurion / Centura F.O.

F.O. = /fiber optik/ světelný zdroj pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojízdný stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)



021543



021542



Chuttle Trak - stropní pojezdový systém



021544



021545