

Vorreinigung



HUPFER® Reinigungstischanlage

**Der Vorreinigungs-
Bereich - ein wichtiges Glied
im Sterilgut-Kreislauf.**

Nur mit einer speziell für den Vorreinigungsbereich entwickelten Einrichtung ist es möglich, dem höchsten Hygienestandard schon in diesem ersten Arbeitsprozess innerhalb des gesamten Sterilgut-Kreislaufes gerecht zu werden. HUPFER® bietet hier anspruchsvolle Lösungen für noch anspruchsvollere Anwender.



Tisch + Spültisch



Spültisch



HUPFER® Reinigungstischanlagen sind speziell für die Vorreinigung kontaminierten Sterilgutes entwickelt worden. Sie sind auf höchste Funktionalität und beste ergonomische Qualitäten abgestimmt. Die gesamte Konstruktion, ganz gleich ob beim einfachen Spültisch oder auch bei großen Anlagen, ist auf Reinigungsfreundlichkeit und maximale Hygiene ausgelegt. Die Arbeitsflächen sind mit Schwallrand und Abtropfprägung lieferbar - für einen hygienischen Abschluß sorgen entsprechende Aufkantungen. Die Höhe der Arbeitsflächen liegt standardmäßig bei 900 mm, ist aber auf Wunsch anpaßbar. Bei Übereckbau sind alle Winkelungen möglich - angepaßt an die gegebenen Räumlichkeiten. Alle Spültische sind voll verschweißt, die Becken sind mit reinigungsfreundlichen Radien ausgestattet und in verschiedenen Größen lieferbar.

Auf Wunsch sind die Becken mit Hebelventilen, per Drehknopf oder Stangenbetätigung erhältlich. Im Unterbau werden unter den Becken Installationswände eingesetzt - es fällt nichts nach hinten, Zu- und Abflaufleitungen sind geschützt untergebracht für höchsten Hygienestandard. Die Unterbauten lassen sich auf unterschiedlichste Anforderungsprofile abstimmen. So sind zum einen Schrankelemente mit Türen in unterschiedlichen Größen, zum anderen Schubladenelemente mit kugelgelagerten Vollauszügen lieferbar. Zur Sonderausstattung z. B. Ultraschallbecken oder Hospitalausgüsse. HUPFER® richtet komplette Reinigungsbereiche ein - von der ersten Planskizze, über die Fertigung, bis hin zur Installation vor Ort - mit einem ansprechenden After-Sales-Service.



Die Spültischanlagen können durch praktische Ablagen, wie z.B. dem Wandbord aus dem Standardprogramm, ergänzt werden.

Abfluss mit abnehmbarer Auflage

