

Výrobce:

PHILIPS
burton

Dovozce a prodejce:

hospital > engineering

care is highest priority

www.hospitalengineering.cz

VISIONARY

operační svítidlo

Pokud od operačního světla očekáváte skvělý design, kompaktnost a skvělé optické parametry, pak svítidlo Visionary splní nad rámec vaše očekávání a bude plnohodnotným pomocníkem při vaší práci na operačním sále.

Vynikající provedení designu a technické vlastnosti OP světla Visionary jsou docíleny pomocí použití nových komponentů, jako např. filtry, reflektory, difusery... Díky těmto faktorům je svítidlo Visionary předurčeno stát se operačním světlem nového milénia.



Přednosti operačního svítidla Visionary:

- Osazení čtyřmi halogenovými žárovkami. Každá má životnost 1500 hodin a jsou zapojeny paralelně pro zajištění stálého osvětlení při poruše některé žárovky.
- Vysoká svítivost 81.000 lx ze vzdálenosti 1 metr.
- Barevná teplota 4.000 °K zajišťuje čisté bílé světlo (bez rušivých modrých tónů)
- Studený průběh operace je zajištěn pomocí patentovaného tepelného filtru a unikátního systému čoček.
- Fokuse pomocí sterilizovatelné rukojeti.
- Otáčení ramene i závěsného systému okolo vertikální osy o 360° bez omezení.
- Průměr kompaktní světelné hlavičky 51 cm.
- Velmi jednoduchá výměna žárovek.
- Ovládací zařízení je umístěno na stěně a umožňuje nastavit intenzitu osvětlení v rozmezí 0-100%.
- Design nového tisíciletí.....



...i ve dvouramenném provedení si svítidlo Visionary zachovává svou eleganci a skvělé vlastnosti...



Výměna žárovky